

Intensywna opieka



Intensywna opieka - Tryb przejęcia infuzji (Take Over)

Zwiększone bezpieczeństwo podczas wymiany strzykawki



Wcześniejsze zaprogramowanie kontynuacji infuzji, zapewniające ciągłą podaż leku.


Czytelne opisanie obu pomp




Ciągły wzrost liczby alarmów na oddziale jest ściśle związany ze wzrostem liczby urządzeń pracujących przy łóżku pacjenta. Skutkuje to koniecznością zwiększonego nakładu pracy personelu medycznego.

W tak złożonych i stresujących warunkach, alarm ostrzegający o bliskim opróżnieniu strzykawki może być niedosłyszany. Skutkiem może być opóźnione uruchomienie nowej strzykawki, a co za tym idzie podanie niedostatecznej dawki leku.

W przypadku podawania katecholamin, skutki mogą być bardzo niebezpieczne.



Ręczne przygotowanie infuzji w drugiej pompie, zwiększa ryzyko opóźnionej terapii.



Tryb przejęcia zapewnia automatyczne przejęcie infuzji przez drugą pompę Perfusur Space - minimalizując ryzyko podania niedostatecznej dawki.

Over Mode)



Ciągła infuzja możliwa przy
użyciu tylko dwóch pomp

Precyzyjny napęd, zapewnia optymalny
czas podjęcia infuzji przez drugą pompę

Tryb przejścia infuzji (Take Over Mode) zapewnia
automatyczne kontynuowanie infuzji przez drugą
pompę, natychmiast po zakończeniu podawania przez
pierwszą. Redukowane jest w ten sposób ryzyko podania
nieodpowiedniej dawki leku.

Korzyści

- Automatyczne podjęcie infuzji przez drugą pompę Perfusor Space - redukcja stresu personelu i zapobieganie podaniu nieodpowiedniej dawki leku
- Możliwość zaprogramowania drugiej pompy Perfusor Space w czasie dogodnym dla personelu
- Uproszczenie obsługi dzięki automatycznemu transferowi szybkości infuzji między pompą 1 i 2

Zamów

Nr katalogowy - 8762406

Funkcja przejęcia infuzji TOM