

Pediatria i Neonatologia – OccluGuard




Pediatria i Neonatologia – OccluGuard

Bezpieczniejsza infuzja dzięki szybszej reakcji na okluzje.




Wykrywanie okluzji

Zamknięte kraniki, zatkane filtry, zagięte dreny, niesprawną strzykawką - cztery przypadki, jedno rozwiązanie: **OccluGuard**




Wczesne alarmowanie we właściwym czasie


Bez OccluGuard, standardowy czas do wykrycia okluzji, przy zastosowaniu strzykawk o małej pojemności to około 60 minut. W tym czasie pacjent nie dostaje przepisanej dawki leku a personel o tym nie wie.



Wczesny alarm redukuje ryzyko podania zbyt małej dawki leku. Personel medyczny jest odpowiednio wcześniej informowany o braku podaży.



— działanie standardowe
— działanie z OccluGuard



Bez potrzeby stosowania specjalnych drenów



Inteligentny alarm wstępny

OccluGuard to nowa generacja inteligentnych alarmów:

- OccluGuard automatycznie adaptuje się do pojemności strzykawki i szybkości infuzji.
- OccluGuard nie zatrzymuje infuzji, redukując w ten sposób ryzyko podania zbyt niskiej dawki leku.
- Przemysłane limity czasu, zapobiegają dokuczliwym alarmom.
- Po ustąpieniu przyczyny alarmu (np. poruszanie się pacjenta), alarm zostanie automatycznie wyłączony.



Wykrywanie
rozłączonej linii

Korzyści

- Szybka informacja:
 - wykrycie okluzji i rozłączenia linii, trzy razy wcześniej niż tradycyjnymi metodami
 - zredukowanie ryzyka podania zbyt małej dawki
- Inteligentne działanie:
 - bez konieczności użycia specjalnych drenów
 - bez konieczności ręcznych regulacji
 - bez fałszywych, dokuczliwych i niezasadnionych alarmów

Zamów

Nr katalogowy - 8762404

Czujnik wahań ciśnienia w linii OccluGuard