

Aksesoria do dezynfekcji powierzchni i instrumentów

Klucz do kanistra o pojemności 5 litrów



Właściwości

Do standardowego kanistra
Klucz do otwierania kanistra
o pojemności 5 i 10 litrów
Wykonany z tworzywa
sztucznego
Opakowania po 5 sztuk

Numer katalogowy

3908444 klucz do kanistra
o poj. 5 litrów

Klucz do kanistra o pojemności 5 litrów typu «Marwin»



Właściwości

Do kanistrów stosowanych
do celów maszynowego
przygotowania instrumentów
do ponownego użycia
Klucz do otwierania kanistra
o pojemności 5 litrów
Wykonany z tworzywa
sztucznego

Numer katalogowy

3908187 klucz do kanistra
o poj. 5 litrów

Klucz do otwierania wiader 4 kg Stabimed® ultra



Właściwości

Klucz do otwierania wiader
4 kg Stabimed® ultra,
Wykonany z tworzywa
sztucznego

Numer katalogowy

3908460 klucz do otwierania
wiader

Akcesoria do dezynfekcji powierzchni i instrumentów

Pompka ręczna



Właściwości

Do dozowania z kanistra
o pojemności 5 litrów
Dozowanie ok. 15 ml lub 20 ml
Pojedyncze opakowanie
Bez przyrządu pomiarowego

Numer katalogowy

3908275 pompka dozująca
 15 ml z kanistra
 o poj. 5 litrów
3908283 pompka dozująca
 20 ml z kanistra
 o poj. 5 litrów

Kubek miarowy



Właściwości

Do odmierzania objętości
15 ml do 50 ml
Wykonany z polipropylenu
Opakowania po 5 sztuk

Numer katalogowy

3908046 kubek miarowy
 10 – 50 ml

Urządzenie dozujące na bazie ssaka



Właściwości

Wystarczy przykręcić do butelki
1000 ml
Naciskać butelkę do momentu
uzyskania pożądanej ilości
płynu
Do przybliżonego odmierzania
objętości 5 ml do 20 ml
Pakowany pojedynczo

Numer katalogowy

3908422 20 ml urządzenie
 dozujące na bazie
 ssaka

Akcesoria do dezynfekcji powierzchni i instrumentów

Wanienka na instrumenty



Właściwości

Praktyczna pomoc przy dezynfekcji instrumentów

Z przezroczystą pokrywą i siem

Temperatura stabilna w zakresie do 50°C

Numer katalogowy

3908259 objętość 2 litry:
325 x 176 x 150 mm

3908267 objętość 10 litrów:
530 x 325 x 150 mm

Kurek odcinający



Właściwości

Do wygodnego i ekonomicznego napełniania kanistrów o pojemności 5 i 25 litrów

Numer katalogowy

3908208 kurek odcinający do kanistra o poj. 5 litrów