

EB



Instrumente für Galle, Leber und Milz
Gall Bladder-, Liver- and Spleen Instruments

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallenkanal-Klemmzangen

Gall Duct Forceps

Klemmen nach OVERHOLT siehe Rubrik BJ
OVERHOLT Forceps see section BJ


EB



LOWER

EB001R

180 mm, 7"



LAHEY (SWEET)

EB003R

200 mm, 8"



LAHEY

BJ060R

225 mm, 9"



Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallenkanal-Klemmzangen Gall Duct Forceps

Klemmen nach OVERHOLT siehe Rubrik BJ
OVERHOLT Forceps see section BJ


EB



DESJARDINS

EB008R


Gallenkanal- und Cystikusklemme
Gall duct- and cystic forceps
220 mm, 8 3/4"



NISSEN

EB009R

Gallenkanal- und Cystikusklemme
Gall duct- and cystic forceps
215 mm, 8 1/2"




MILLIMETERS

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallenkanal-Klemmzangen

Gall Duct Forceps

EB




BH831R
230 mm
9"

BH833R^{1/1}
240 mm
9 1/2"

MOYNIHAN

BH831R-BH833R



EB011R

EB012R^{1/1}

GRAY

EB011R-EB012R

Cholecystektomieklappen


Cholecystectomy forceps

220 mm, 8 3/4"



Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments
Gallenkanal-Klemmzangen
Gall Duct Forceps

EB



MIXTER

BJ055R

Gallenkanal- und Cystikusklamme

Gall duct- and cystic forceps

230 mm, 9"



MILLIMETERS

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallenblasenzangen

Gall Bladder Forceps

EB




BF122R

BF123R ^{1/1}

FOERSTER-BALLENGER

BF122R-BF123R

245 mm, 9 3/4"



^{1/1}

^{1/2}

HEYWOOD-SMITH


E0310R

250 mm, 10"



Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments
Gallenblasenzangen
Gall Bladder Forceps

EB




MILLIMETERS

AIRAUMATA®



E0338R-E0340R



E0338R

250 mm

10"

E0340R

270 mm

10 3/4"



HEYWOOD-SMITH

AN710R


200 mm, 8"

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallenblasenzangen und Gallengangscheren

Gall Bladder Forceps and Gall Duct Scissors


EB



HEYWOOD-SMITH MODIF.

AN711R

215 mm, 8 1/2"



DOYEN

E0332R

185 mm, 7 1/4"



spitz/spitz
sharp/sharp

BC642R

zur Eröffnung
der Gallenblase
for opening the
gall bladder
225 mm, 9"




Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments
Gallengangsscheren
Gall Duct Scissors


EB




POTTS-DE MARTEL MILLS ^{1/1}
BC650R **BC651R**
60° 60°

BC650R-BC651R
220 mm, 8 3/4"




60° ^{1/1}
DE BAKEY
BC245R
220 mm, 8 3/4"



MILLIMETERS

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallengangsonden

Gall Duct Probes

EB



Knopf-Ø 3,5 mm
Diam. of tip 3.5 mm



HAJEK

OK900

Spülkanüle, aus Silber
Irrigating cannula, silver
165 mm, 6 1/2"

Knopf-Ø 5 mm
Diam. of tip 5 mm



MOYNIHAN

EB050

Gallensteinsonde und -löffel
aus Zinn, biegsam
Gall stone probe and -scoop
of tin, malleable
365 mm, 14 1/2"

Knopf-Ø 5 mm
Diam. of tip 5 mm



MAYO

E0005R

Gallengangsonde, biegsam
Gall duct probe, malleable
330 mm, 13 1/8"




Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallengansonden

Gall Duct Probes

Knopf-Ø 3,5 mm
Diam. of tip 3.5 mm



OCHSNER

EB052C

Gallengangsonde, federnd

Gall duct probe, flexible

400 mm, 16"



| | EB101R | EB102R | EB103R |
|--|--------|--------|--------|
|--|--------|--------|--------|

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| Knopf-Ø | 3,8 mm | 4,3 mm | 6,8 mm |
|---------|--------|--------|--------|

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| Diam. of tip | 3.8 mm | 4.3 mm | 6.8 mm |
|--------------|--------|--------|--------|

Diam. of tip

1/2

DESJARDINS


EB101R-EB103R

Gallengangsonden, federnd

Gall duct probes, flexible

285 mm, 11 1/4"

EB



MILLIMETERS

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments
Gallengangdilatatoren
Gall Duct Dilators

EB



Charr. (French)

| | |
|--------|----|
| EF638R | 8 |
| EF639R | 9 |
| EF640R | 10 |
| EF641R | 11 |
| EF642R | 12 |
| EF643R | 13 |
| EF644R | 14 |
| EF645R | 15 |
| EF646R | 16 |
| EF647R | 17 |
| EF648R | 18 |
| EF649R | 19 |
| EF650R | 20 |
| EF651R | 21 |
| EF652R | 22 |
| EF653R | 23 |
| EF654R | 24 |
| EF655R | 25 |
| EF656R | 26 |
| EF657R | 27 |
| EF658R | 28 |
| EF659R | 29 |
| EF660R | 30 |

DITTEL

EF638R-EF660R

Metallbougie-Öffner
Metal bougies
and dilating sounds



345 mm, 13 ³/₄"



Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallengangdilatoren Gall Duct Dilators

EB



| | EB061R | EB062R | EB063R | EB064R | EB065R |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø diam. | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |

| | EB066R | EB067R | EB068R | EB069R | EB070R |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø diam. | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm |

| | EB071R | EB072R | EB073R |
|---------|--------|--------|--------|
| Ø diam. | 11 mm | 12 mm | 13 mm |

BAKES

EB061R-EB073R
 Gallengangdilationsoliven,
 biegsam
 Common bile duct dilators,
 malleable
 EB061R-EB065R 315 mm, 12 1/2"
 EB066R-EB073R 320 mm, 12 3/4"

EB074R
 Satz à 9 Stück EB063R - EB071R,
 in Leinentasche
 Set of 9 pieces EB063R - EB071R,
 in canvas roll

EB075
 Leinentuchtasche allein
 Canvas roll only

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallensteinlöffel


Gall Stone Scoops

geeignete Wundhaken siehe Rubrik BT

selbsthaltende Bauchdeckenrahmen siehe Rubrik BV

suitable retractors see section BT

Self-retaining abdominal retractors see section BV



EB111R

6 mm

EB112R

7 mm

EB113R

8 mm

EB114R

9 mm

DESJARDINS

EB111R-EB114R

Sonde und Fänger mit federndem Schaft

Probe and catcher with flexible shaft

300 mm, 12"




Fig. 000

EB168R

2,8 mm

Fig. 00^{1/1}

EB169R

3,4 mm

Fig. 0

EB170R

4,3 mm

Fig. 1^{1/1}

EB171R

5,5 mm

Fig. 2

EB172R

6,7 mm

Fig. 3^{1/1}

EB173R

8,0 mm

Fig. 4

EB174R

11 mm

Fig. 5^{1/1}

EB175R

15 mm

LUER-KÖRTE MODIF.

EB168R-EB175R

mit biegsamen Schaft

with malleable shaft

325 mm, 12 3/4"



Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallensteinzangen Gall Stone Forceps

weitere Gallensteinzangen siehe Rubrik EF
further gall stone forceps see section EF


EB



BLAKE

EB220R


205 mm, 8"



BLAKE

EB221R

205 mm, 8"




MILLIMETERS

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallensteinzangen

Gall Stone Forceps


EB



CZERNY

EB225R

245 mm, 9 3/4"



PELKMANN

EO061R

260 mm, 10 1/4"



Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments
 Gallensteinzangen
 Gall Stone Forceps

EB




EB231R

EB232R



EB233R

EB234R



DESJARDINS

EB231R-EB233R

225 mm, 9"



EB240R

240 mm

9 1/2"



EB242R


225 mm

9"

DESJARDINS

EB240R-EB242R


besonders schmale Modelle
 extremely delicate patterns



TÜBINGER MODELL

EB239R

255 mm, 10"



MILLIMETERS