

Laryngology  
Laryngologie
















# Laryngology - Laryngologie

## Laryngeal Mirrors and Handles

### Kehlkopfspiegel und -Griffe

- OM078R-OM090R: with handle / mit Griff
- AC468R-AC480R: without handle / ohne Griff

							
<b>OM078R/ AC468R</b>	<b>OM079R/ AC469R</b>	<b>OM080R/ AC470R</b>	<b>OM081R/ AC471R</b>	<b>OM082R/ AC472R</b>	<b>OM083R/ AC473R</b>	<b>OM084R/ AC474R</b>	<b>OM085R/ AC475R</b>
Fig. 000 Diam. 6 mm Ø 6 mm	Fig. 00 Diam. 8 mm Ø 8 mm	Fig. 0 Diam. 10 mm Ø 10 mm	Fig. 1 Diam. 12 mm Ø 12 mm	Fig. 2 Diam. 14 mm Ø 14 mm	Fig. 3 Diam. 16 mm Ø 16 mm	Fig. 4 Diam. 18 mm Ø 18 mm	Fig. 5 Diam. 20 mm Ø 20 mm
							
<b>OM086R/ AC476R</b>	<b>OM087R/ AC477R</b>	<b>OM088R/ AC478R</b>	<b>OM089R/ AC479R</b>	<b>OM090R/ AC480R</b>			
Fig. 6 Diam. 22 mm Ø 22 mm	Fig. 7 Diam. 24 mm Ø 24 mm	Fig. 8 Diam. 26 mm Ø 26 mm	Fig. 9 Diam. 28 mm Ø 28 mm	Fig. 10 Diam. 30 mm Ø 30 mm			



**OM078R-OM090R**  
Laryngeal mirrors  
with hexagonal handle  
Kehlkopfspiegel  
mit Sechskantgriff  
180 mm, 7"



**AC468R-AC480R**  
Laryngeal mirrors  
Kehlkopfspiegel  
120 mm, 4 3/4"



**AC481R**  
Mirror handle  
Spiegelgriff  
110 mm, 4 1/4"



**AC483C**  
Mirror handle  
Spiegelgriff  
105 mm, 4 1/8"

## Laryngology - Laryngologie

### Operation Laryngoscopes, Chest Support and Laryngoscope Holder

### Operations-Laryngoskope, Bruststütze und Laryngoskophalter




**OP280R, OP292R-OP295R**

Operating laryngoscopes  
Operations-Laryngoskope




**OP281R-OP282R**

Operating laryngoscopes  
Operations-Laryngoskope




**OP280R**

for children, small size  
für Kinder, klein  
130 mm, 5 1/8"




**OP295R**

for children  
für Kinder  
130 mm, 5 1/8"



**OP294R**

for adolescents, small size  
für Jugendliche, klein  
180 mm, 7"




**OP281R**

for adults, medium size  
für Erwachsene, mittel  
180 mm, 7"




**OP293R**

for adults, medium size  
für Erwachsene, mittel  
180 mm, 7"



**OP292R**

for adults, large size  
für Erwachsene, groß  
180 mm, 7"




**OP282R**

for adults, medium size for long neck  
für Erwachsene, mittel für langen Hals  
220 mm, 8 3/4"



**OP290R**

Chest support and laryngoscope holder,  
for adults and children  
Bruststütze und Laryngoskophalter,  
für Erwachsene und Kinder



## Laryngology – Laryngologie

### Light Guides, Teeth Protector

### Lichtleiter, Zahnschutz



#### OP297R

Light guide for use with laryngoscopes OP281R–OP294R and Aesculap light guide cables.

Suitable Aesculap light guide cable OP913, 2.5 m long.

Lichtleiter für Laryngoskop OP281R–OP294R und Anschluss an Aesculap Lichtleitkabel.

Passendes Aesculap Lichtleitkabel OP913, 2,5 m lang.

- For further light guide cables and light sources see Aesculap brochure C46702.
- Weitere Lichtleitkabel und Lichtquellen finden Sie im Aesculap Prospekt C46701.



#### OP298R

Light guide for use with laryngoscope OP280R, OP295R and Aesculap light guide cables.

Lichtleiter für Laryngoskop OP280R, OP295R und Anschluss an Aesculap Lichtleitkabel.



#### OP299


Teeth protector

Zahnschutz

## Laryngology - Laryngologie

### Micro Laryngeal Grasping Forceps, Cartilage Forceps

### Mikro-Laryngoskopie Fasszängchen, Korpelfasszange



**OP300R**

Grasping forceps, straight,  
with flushing port  
Fasszängchen, gerade,  
mit Spülanschluss

**OP300R-OP302R**

Tubular shaft forceps  
for endolaryngeal microsurgery  
Rohrschaftzängchen  
für die endolaryngoskopische  
Mikro-Chirurgie




**OP301R**

Grasping forceps, left curved  
with flushing port  
Fasszängchen, links gebogen,  
mit Spülanschluss



**OP302R**

Grasping forceps, right curved,  
with flushing port  
Fasszängchen, rechts gebogen  
mit Spülanschluss



**WEERDA**

**OP401R**


Cartilage forceps,  
with ratchet  
Knorpelfasszange,  
mit Sperre



# Laryngology – Laryngologie

## Micro Laryngeal Cup Forceps

### Mikro-Laryngoskopie-Löffelzängchen



**OP304R** Diam. / Ø 2 mm  
straight  
gerade



**OP305R** Diam. / Ø 2 mm  
left curved  
links gebogen




**OP306R** Diam. / Ø 2 mm  
right curved  
rechts gebogen



**OP307R** Diam. / Ø 2 mm  
upwards angled  
aufgebogen

**OP304R-OP307R**

Cup forceps,  
with flushing port  
Löffelzängchen,  
mit Spülanschluss



**OP419R**

Cup forceps,  
with flushing port  
Löffelzängchen,  
mit Spülanschluss


## Laryngology - Laryngologie

### Micro Laryngeal Scissors, Micro Laryngeal Forceps


### Mikro-Laryngoskopie-Scherchen, Mikro-Laryngoskopie-Zängchen




**OP310R**  
straight  
gerade



**OP311R**  
left curved  
links gebogen




**OP312R**  
right curved  
rechts gebogen



**OP313R**  
upwards angled  
aufgebogen

**OP310R-OP313R**  
Scissors,  
with flushing port  
Scherchen,  
mit Spülanschluss



**OP316R** 2 x 3 mm  
Cup forceps, with oval jaw, straight  
Löffelzängchen, oval, gerade




**OP320R** 10 x 4.6 mm  
Cup forceps, with fenestrated jaw, straight  
Löffelzängchen, gefenstert, gerade



**OP325R**  
Biopsy forceps, 90° angled  
Zängchen zur Probeexzision, 90° abgewinkelt

**OP316R-OP325R**  
with flushing port  
mit Spülanschluss



Laryngologie  
Laryngologie

MILLIMETERS


## Laryngology - Laryngologie

Micro Laryngeal Cup Forceps, Micro Laryngeal Grasping Forceps

Mikro-Laryngologie-Löffelzängchen, Mikro-Laryngologie-Fasszängchen



230 mm, 9"



**OP415R**

upwards angled to left  
nach links aufgebogen

**OP415R-OP416R**


Cup forceps,  
with irrigation connection  
Löffelzängchen,  
mit Spülanschluss



**OP416R**

upwards angled to right  
nach rechts aufgebogen

230 mm, 9"



**OP417R**

upwards angled to left  
nach links aufgebogen

**OP417R-OP418R**

Grasping forceps,  
with irrigation connection  
Fasszängchen,  
mit Spülanschluss



**OP418R**


upwards angled to right  
nach rechts aufgebogen



# Laryngology - Laryngologie

## Laryngeal Needle Holder

### Kehlkopfnadelhalter



**OP402R**

Laryngeal needle holder

Kehlkopfnadelhalter

Laryngology  
Laryngologie

MILLIMETERS

# Laryngology – Laryngologie

## Micro Laryngeal Instruments

## Mikro-Laryngoskopie Instrumente



**OP386R**  
Sickle knife  
Sichelmesser



**OP403R**  
Knife,  
straight cut  
Messers,  
gerader Schnitt



**OP387R**  
Separator,  
oval blade, horizontal  
Schäl-Messer,  
quer, oval



**OP388R**  
Separator,  
oval blade, vertical  
Schäl-Messer,  
längs, oval



**OP405R**  
Separator,  
oval, curved  
Schäl-Messer,  
oval, gebogen



**OP389R** Diam. / Ø 3.5 mm  
Round cutting knife,  
45° angled  
Schäl-Messer,  
45° abgewinkelt



**OP390R**  
Hook,  
90° angled, blunt  
Häkchen,  
90° gebogen, stumpf



**OP406R**  
Hook, sharp  
Häkchen, scharf



**OP392R**  
Hook,  
backwards curved  
Häkchen,  
retrograd gebogen



**OP409R**  
Hook,  
90° angled, blunt  
Häkchen,  
90° gewinkelt, stumpf



**OP396R**  
Suture guide,  
fork-shaped  
Fadengabel



**OP407R**  
Ligature needle,  
right curved  
Unterbindungsnadel,  
rechts gebogen



**OP408R**  
Ligature needle,  
left curved  
Unterbindungsnadel,  
links gebogen



**OP386R-OP409R**  
Laryngeal instruments  
for use with handle  
OP380R  
Laryngoskopie-  
Instrumente  
für Handgriff OP380R

# Laryngology – Laryngologie

## Micro Laryngeal Instruments


### Mikro-Laryngoskopie Instrumente



#### OP380R

Handle for use  
with laryngeal instruments OP386R-OP409R  
Handgriff für  
Laryngoskopie-Instrumente OP386R-OP409R

- Laryngeal instruments with handle OP380R
- Laryngoskopie-Instrumente mit Handgriff OP380R



Laryngology  
Laryngologie

MILLIMETERS


# Laryngology – Laryngologie

## Laryngeal Polypus Forceps


### Kehlkopfpolypenzangen



Laryngology  
Laryngologie



FRAENKEL  
**OP100R**  
220 mm, 8 3/4"



**OP111R**  
to the right  
nach rechts öffnend

**OP112R**  
to the left  
nach links öffnend



**OP113R**  
downwards  
nach unten öffnend

**OP114R**  
upwards  
nach oben öffnend

JURASZ  
**OP111R-OP114R**  
210 mm, 8 1/4"

## Laryngology - Laryngologie


Laryngeal Forceps, Laryngectomy Scissors  
 Kehlkopfzangen, Laryngofissurscheren



FRAENKEL

**OP120R**

Laryngeal forceps,  
 both sides opening, oval  
 Kehlkopfzange,  
 doppelseitig öffnend, längs oval



KILLIAN

**OP130R**

Laryngectomy scissors,  
 double action  
 Laryngofissurschere,  
 doppelt übersetzt  
 200 mm, 7 7/8"

Laryngology  
 Laryngologie

MILLIMETERS