

EM



Uterus-Dilatatoren
Uterine Dilators

Uterus-Dilatatoren – Uterine Dilators

Uterus-Dilatatoren

Uterine Dilators

EM



1/2

EM101R	1 mm	EM114R	14 mm	EM131R	1 1/2 mm	EM144R	14 1/2 mm
EM102R	2 mm	EM115R	15 mm	EM132R	2 1/2 mm	EM145R	15 1/2 mm
EM103R	3 mm	EM116R	16 mm	EM133R	3 1/2 mm	EM146R	16 1/2 mm
EM104R	4 mm	EM117R	17 mm	EM134R	4 1/2 mm	EM147R	17 1/2 mm
EM105R	5 mm	EM118R	18 mm	EM135R	5 1/2 mm		
EM106R	6 mm	EM119R	19 mm	EM136R	6 1/2 mm		
EM107R	7 mm	EM120R	20 mm	EM137R	7 1/2 mm		
EM108R	8 mm	EM121R	21 mm	EM138R	8 1/2 mm		
EM109R	9 mm	EM122R	22 mm	EM139R	9 1/2 mm		
EM110R	10 mm	EM123R	23 mm	EM140R	10 1/2 mm		
EM111R	11 mm	EM124R	24 mm	EM141R	11 1/2 mm		
EM112R	12 mm	EM125R	25 mm	EM142R	12 1/2 mm		
EM113R	13 mm	EM126R	26 mm	EM143R	13 1/2 mm		

HEGAR

EM101R-EM147R

mit stark konischer Spitze

with very conical point

185 mm, 7 1/4"



1/2

EM231R	1 + 2 mm
EM232R	3 + 4 mm
EM233R	5 + 6 mm
EM234R	7 + 8 mm
EM235R	9 + 10 mm
EM236R	11 + 12 mm
EM237R	13 + 14 mm
EM238R	15 + 16 mm
EM239R	17 + 18 mm

HEGAR

EM231R-EM239R


195 mm, 7 3/4"



Uterus-Dilatatoren – Uterine Dilators

Uterus-Dilatatoren
Uterine Dilators

EM



HEGAR

EM244R

Uterus-Dilatatoren,
in Segeltuchtasche (EM245),
mit 8 Dilatoren (EM232R-EM239R)

Uterine dilator set,
in canvas roll (EM245),
with 8 dilators (EM232R-EM239R)



1/2

EM271R	13 - 15 Char.
EM272R	17 - 19 Char.
EM273R	21 - 23 Char.
EM274R	25 - 27 Char.
EM275R	29 - 31 Char.
EM276R	33 - 35 Char.
EM277R	37 - 39 Char.
EM278R	41 - 43 Char.

PRATT

EM271R-EM278R

290 mm, 11 1/2"



MILLIMETERS

Uterus-Dilatatoren – Uterine Dilators

Uterus-Dilatatoren – komplette Sätze

Uterine Dilators – Complete Sets



HEGAR

EM193R

Dilatatoren-Satz,
bestehend aus:

EM104R-EM117R	14 Dilatatoren
EM097R	1 Lagerungssieb für Dilatatoren 4-12 mm
EM098R	1 dto. für Dilatatoren 13-17 mm
JG161R	1 Metalletui allein, mit Scharnierdeckel, 200 x 100 x 35 mm, nichtrostend

Dilator set,
consisting of:

EM104R-EM117R	14 Dilators
EM097R	1 Rack for dilators 4-12 mm
EM098R	1 Rack for dilators 13-17 mm
JG161R	1 Metal case only, with hinged lid, 200 x 100 x 35 mm, stainless,



HEGAR

EM194R

Dilatatoren-Satz,
bestehend aus:

EM101R-EM126R	26 Dilatatoren
EM099R	1 Lagerungssieb für Dilatatoren 1-17 mm
EM100R	1 dto. für Dilatatoren 18-26 mm
JG170R	1 Metalletui allein, mit Alu-Scharnierdeckel, 330 x 220 x 80 mm

Dilator set,
consisting of:

EM101R-EM126R	26 Dilators
EM099R	1 Rack for dilators 1-17 mm
EM100R	1 Rack for dilators 18-26 mm
JG170R	1 Metal case only, with hinged lid of aluminium, 330 x 220 x 80 mm



Uterus-Dilatatoren – Uterine Dilators

Sterilgutlagertechnik für Dilatatoren

Suggestions for Sterile Storage of Dilators



Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C404.
For further details see brochure No. C404.

Gleitschieber-Halterung


- zur übersichtlichen und zweckmäßigen Lagerung von Dilatatoren, Bougies, Kathetern und dergleichen.
- Schiene und Anschlagrahmen können beliebig in den Siebkörben oder auf den Siebböden angeordnet werden. Die Gleitschieber sind auf der Schiene verschiebbar und werden durch einen Federmechanismus arretiert. Auf Wunsch können die Gleitschieber mit Kennzeichnungen versehen werden.

Sliding rail

- with adjustable dividers for clear and suitable storage of dilators, bougies, catheters and suchlike.
- Sliding rail as well as limiting bar can be optionally arranged in the wire baskets or on the wire bases. On the rail the dividers are slidable and are fixed by a spring mechanism. On demand, the dividers can be marked with identifications.

Pack- und Lagerungsbeispiele

Examples for arranging and storing




JF910R-JF908R

Uterus-Dilatatoren (ca. 12-16 Stück)

- JF910R 1 Siebboden oder
- JF489R 1 Siebkorb
- JF906R 1 Schiene
- JF905 15 Gleitschieber
- JF908R 2 Anschlagrahmen

Uterine dilators (approx. 12-16 pieces)

- JF910R 1 wire base or
- JF489R 1 wire basket
- JF906R 1 sliding rail
- JF905 15 dividers
- JF908R 2 limiting bars



JF212R-JF909R


Uterus-Dilatatoren (ca. 26-30 Stück)

- JF212R 1 Siebkorb oder
- JF915R 1 Siebboden
- JF907R 1 Schiene
- JF905 31 Gleitschieber
- JF909R 2 Anschlagrahmen

Uterine dilators (approx. 26-30 pieces)

- JF212R 1 wire basket or
- JF915R 1 wire base
- JF907R 1 sliding rail
- JF905 31 dividers
- JF909R 2 limiting bars

EM




MILLIMETERS

Uterus-Dilatatoren – Uterine Dilators

Steritgutlagertechnik für Dilatatoren

Suggestions for Sterile Storage of Dilators

EM




JF910R

Siebboden
mit Griffen zum herausheben
Wire base
with handle hooks to lift out
258 x 258 x 32 mm




JF112R

Siebkorb
Griffbeweglichkeit 90°,
senkrecht - waagrecht
Wire basket
handles can be moved up to 90° angle,
vertical - horizontal
257 x 245 x 50 mm



JF915R

Siebboden
mit Griffen zum herausheben
Wire base
with handle hooks to lift out
544 x 257 x 32 mm



JF212R

Siebkorb
Griffbeweglichkeit 90°,
senkrecht - waagrecht
Wire basket
handles can be moved up to 90° angle,
vertical - horizontal
485 x 257 x 50 mm



JF905


Gleitschieber
auf den Schienen JF906R und
JF907R individuell verschiebbar
Divider
to be used on sliding rails
JF906R and JF907R



Länge
Length

JF906R	232 mm
JF907R	471 mm

Schiene DBGM
für Gleitschieber JF905,
mit Befestigungsschrauben
Sliding rails DBGM
with securing screws,
for divider JF905



Länge
Length

JF908R	232 mm
JF909R	471 mm

Anschlagrahmen DBGM
speziell zur Lagerung von Dilatatoren,
mit Befestigungsschrauben
Limiting bars DBGM
with securing screws,
particularly useful for storing dilators



Uterus-Dilatatoren – Uterine Dilators

Endospekula für Cervix und Harnröhre
Endospecula for Cervix and Urethra

EM




1/2

KOGAN

EM710R

ohne Sperre
without ratchet

240 mm, 9 1/2"



1/1


1/2

KOGAN

EM711R

mit Skalensperre und
Fixierschraube
with scale-ratchet and
fixing screw

240 mm, 9 1/2"



MILLIMETERS