



BN



Sonden, Watteträger, Wundklammern
Probes, Cotton Applicators, Suture Clips

Sonden – Probes


Sonden
Probes

BN




- BN003R** 130 mm, 5 1/8"
- BN004R** 145 mm, 5 3/4"
- BN006R** 160 mm, 6 1/4"

Hohlsonden
Directors




DOYEN

- BN010R**
- Hohlsonde
- Director
- 145 mm, 5 3/4"



NELATON


- BN012R**
- Hohlsonde
- Director
- 160 mm, 6 1/4"



Knopf-Ø 3,3 mm
Diam. of tip 3.3 mm

- BN015R**
- Hohlsonde mit Knopf
- Director with tip
- 140 mm, 5 1/2"

Knopf-Ø 3,5 mm
Diam. of tip 3.5 mm




BRODIE

- BN020R**
- Hohlsonde mit Knopf
- Director with tip
- 200 mm, 8"



Sonden – Probes
Sonden
Probes

BN



LOCKHART-MUMMERY


BNO21R	Nr. 1 gerade	No. 1 straight
BNO22R	Nr. 2 45° gebogen	No. 2 45° curved
BNO23R	Nr. 3 90° gebogen	No. 3 90° curved
BNO24R	Nr. 4 retrograd gebogen	No. 4 retrograde curved

Fistelsonden
Fistula probes
165 mm, 6 1/2"



BNO26R


Ösenrinnensonde,
biegsam
Director with wire loop,
malleable
190 mm, 7 1/2"



MILLIMETERS

Sonden – Probes
Sonden
Probes

BN




		Knopf-Ø Diam. of tip
BN034R	145 mm, 5 3/4"	2,5 mm
BN036R	160 mm, 6 1/4"	2,5 mm
BN040R	200 mm, 8"	3,0 mm

BN034R-BN040R
Öhrsonden
Probes with eye



1/2

MB603R
125 mm, 5"



1/2

Knopf-Ø 1,5 mm
Diam. of tip 1.5 mm

BN054R
Myrtenblattsonde
Myrtle leaf probe
145 mm, 5 3/4"



BN063R	130 mm, 5 1/8"
BN064R	145 mm, 5 3/4"
BN066R	160 mm, 6 1/4"
BN068R	180 mm, 7"
BN070R	200 mm, 8"


Knopf-Ø 2,0 mm
Diam. of tip 2.0 mm

Myrtenblattsonden
Myrtle leaf probes



Sonden – Probes
Sonden
Probes

BN



MILLIMETERS



Knopf-Ø Diam. of tip			Länge Length
1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	
	BN113R		130 mm, 5 1/8"
BN104R	BN114R	BN134R	145 mm, 5 3/4"
	BN116R	BN136R	160 mm, 6 1/4"
	BN118R	BN138R	180 mm, 7"
	BN120R	BN140R	200 mm, 8"
	BN125R		250 mm, 10"
		BN150R	300 mm, 12"

BN104R-BN150R

Knopfsonden
Probes

Knopf-Ø 1,2 mm
Diam. of tip 1.2 mm




1/2

BN110

Sinus-Knopfsonde
Sinus probe
150 mm, 6"

Knopf-Ø 3,0 mm
Diam. of tip 3.0 mm



1/2

BN090R

Doppelknopfsonde,
biegsam, mit Loch
Double ended probe,
malleable, with hole
190 mm, 7 1/2"

Sonden – Probes
Sonden
Probes

BN



Knopf-Ø 3,5 mm
Diam. of tip 3.5 mm



BN095 250 mm, 10"
BN096 300 mm, 12"

Doppelknopfsonden,
Zinn, biegsam
Double ended probes,
tin, malleable

Knopf-Ø 4,0 mm
Diam. of tip 4.0 mm



1/2

BN099

Doppelknopfsonde,
Zinn, biegsam
Double ended probe,
tin, malleable
400 mm, 16"

Knopf-Ø 2,0 mm
Diam. of tip 2.0 mm



1/2


BN101R

Knopfsonde
Probe
300 mm, 12"



Sonden – Probes
Sonden
Probes

BN



MILLIMETERS

Ø 0,8 mm
Diam. 0.8 mm



STACKE

BN160

Silber
silver
100 mm, 4"



CAWTHORNE

BN161

flaches Ende
Silber
flattened end
silver
140 mm, 5 1/2"

Ø 1,5 mm
Diam. 1.5 mm



KILLIAN

BN172R

165 mm, 6 1/2"

Ø 1,4 mm
Diam. 1.4 mm



BN170R

160 mm, 6 1/4"

Ø 1,0 mm
Diam. 1.0 mm



SEIFFERT

OM488

Silber
silver
195 mm, 7 3/4"



BOWMAN

OB510-OB514


Neusilber
German silver
130 mm, 5 1/8"

Ø
Diam.

OB510	0,7 + 0,8 mm	Fig. 00/0
OB511	0,9 + 1,1 mm	Fig. 1/2
OB512	1,3 + 1,4 mm	Fig. 3/4
OB513	1,5 + 1,6 mm	Fig. 5/6
OB514	1,8 + 1,9 mm	Fig. 7/8

Sonden – Probes
 Spatel – Watteträger
 Spatulas – Cotton Applicators

BN



1/2

BN184R

Spatel
 Spatula
 145 mm, 5 3/4"



16 mm

1/2

OM202R

Spatel
 Spatula
 145 mm, 5 3/4"

Ø 0,7 mm
 Diam. 0.7 mm



1/1

1/2

MODELL PICCOLO

OF261R

rund gerieft
 round serrated end
 110 mm, 4 1/2"

Ø 0,7 mm
 Diam. 0.7 mm



1/1

1/2

MODELL PICCOLO

OF262R

dreikant gerieft
 triangular serrated end
 110 mm, 4 1/2"

Ø 1,2 mm
 Diam. 1.2 mm



1/1

1/2

FARRELL

OF257R

rund gerieft
 round serrated end
 110 mm, 4 1/2"

Ø 1,4 mm
 Diam. 1.4 mm



1/1

1/2

LATHBURY-FARRELL


OF259R

dreikant gerieft
 triangular serrated end
 110 mm, 4 1/2"



Sonden – Probes
Watteträger
Cotton Applicators

BN



Ø 0,9 mm
Diam. 0.9 mm




BUCK

BN400R

spiralförmig gerieft
rough, spiral end
120 mm, 4 3/4"

Ø 0,9 mm
Diam. 0.9 mm



LATHBURY-FARRELL

BN467R

dreikant gerieft
triangular serrated end
140 mm, 5 1/2"



KINGS' COLLEGE HOSPITAL

BN403

spiralförmig gerieft
rough, spiral end
90 mm, 3 3/8"



KINGS' COLLEGE HOSPITAL

BN404

spiralförmig gerieft
rough, spiral end
135 mm, 5 1/8"

Ø 1,0 mm
Diam. 1.0 mm



BN440R

spiralförmig gerieft
rough, spiral end
140 mm, 5 1/2"

Ø 1,2 mm
Diam. 1.2 mm



BN445R

spiralförmig gerieft
rough, spiral end
140 mm, 5 1/2"


MILLIMETERS

Sonden – Probes
Watteträger
Cotton Applicators

BN



Ø 1,2 mm
 Diam. 1.2 mm




FARRELL

BN460R

rund gerieft
 round serrated end
 140 mm, 5 1/2"

Ø 1,4 mm
 Diam. 1.4 mm



LATHBURY-FARRELL

BN465R

dreikant gerieft
 triangular serrated end
 140 mm, 5 1/2"

Ø 1,2 mm
 Diam. 1.2 mm



FARRELL

BN461R

spiralförmig gerieft
 rough, spiral end
 160 mm, 6 1/4"

Ø 1,2 mm
 Diam. 1.2 mm




LATHBURY-FARRELL

BN466R

dreikant gerieft
 triangular serrated end
 160 mm, 6 1/4"

Ø 1,4 mm
 Diam. 1.4 mm



LATHBURY-FARRELL

BN468R


dreikant gerieft
 triangular serrated end
 160 mm, 6 1/4"



Sonden – Probes
Watteträger
Cotton Applicators

BN

Ø 1,5 mm
Diam. 1.5 mm



BN452R

spiralförmig gerieft
rough, spiral end
180 mm, 7"


Ø 1,8 mm
Diam. 1.8 mm



BN457R

spiralförmig gerieft
rough, spiral end
180 mm, 7"


Ø 2,3 mm
Diam. 2.3 mm



HARTMANN

OM487R

spiralförmig gerieft
rough, spiral end
220 mm, 8 1/2"




MILLIMETERS

Sonden – Probes

Wundklammern – Klammeranlegepinzetten – Klammeranlege- und Entfernungszangen

Suture Clips – Clip Applying Forceps – Clip Applying- and Removing Forceps

BN



Größe mm
Sizes mm

BN507R	7,5 x 1,75
BN511R	11,0 x 2,0
BN512R	12,0 x 2,5
BN515R	14,0 x 3,0
BN516R	16,0 x 3,0
BN518R	18,0 x 3,0
BN520R	20,0 x 3,0
BN522R	22,0 x 3,0



1/1



1/1

MICHEL

BN507R-BN522R

Wundklammern aus nichtrostendem Stahl
Bestelleinheit: PAK = 1 Packung à 100 Stück
Suture clips, stainless steel
Sales unit: PAK = 1 Package of 100 pieces



1/2

MICHEL

BN730R

Klammeranlegepinzette
Clip applying forceps
125 mm, 5"



1/2

HEGENBARTH

BN731R

Klammeranlegepinzette
Clip applying forceps
120 mm, 4 3/4"



1/2

MICHEL

BN750R

Klammeranlege und
-Abnehmzange
Clip applying and
removing forceps
125 mm, 5"




1/2

MICHEL MODIF.

BN754R

Klammeranlege und -Abnehmzange
Clip applying and removing forceps
130 mm, 5 1/8"



1/1



1/2

HEATH

BN757R

Klammerabnehmzange
Clip removing forceps
135 mm, 5 1/4"



1/2

COLLIN

BN758R

Klammerabnehmzange
Clip removing forceps
135 mm, 5 1/4"



Sonden – Probes
REDON-Führungsnadeln
REDON-Guide Needles

BN



1/2



1/2



1/2



1/2

Charr.

- 8 **BN902R**
- 10 **BN903R**
- 12 **BN904R**
- 14 **BN905R**
- 16 **BN906R**
- 18 **BN907R**

mit Gewindeanschluss
Messerspitze,
schwach gebogen
with thread
knife tip, slightly curved
190 mm, 7 1/2"

- BN912R**
- BN913R**
- BN914R**
- BN915R**
- BN916R**
- BN917R**


mit Gewindeanschluss
Messerspitze,
stark gebogen
with thread
knife tip, strongly curved
190 mm, 7 1/2"

- BN922R**
- BN923R**
- BN924R**
- BN925R**
- BN926R**

mit Gewindeanschluss
Lanzettenspitze,
schwach gebogen
with thread
lancet tip, slightly curved
190 mm, 7 1/2"

- BN942R**
- BN943R**
- BN944R**
- BN945R**
- BN946R**
- BN947R**

mit Gewindeanschluss
Dreikanterspitze,
schwach gebogen
with thread
trocar tip, slightly curved
190 mm, 7 1/2"



MILLIMETERS