

GF



Sauginstrumente  
Suction Instruments

## Sauginstrumente – Suction Instruments

### Vakuümküretten

### Vacuum Curettes




Kanülen zur Vakuümkürettage mit Graduierung und Saugunterbrecher

Curettes with graduation and suction interrupter, for vacuum curettage

Ø  
diam.

4 mm (zur Saugbiopsie geeignet)  
(suitable for suction biopsy)

GF704R	4 mm (zur Saugbiopsie geeignet) (suitable for suction biopsy)
GF706R	6 mm
GF708R	8 mm
GF710R	10 mm
GF712R	12 mm
GF714R	14 mm



**GF719R**

Schlauchansatz, gerade  
Innen-Ø: 11 mm

Hose connection, straight  
inside diam.: 11 mm



**GF720R**

Schlauchansatz, gebogen  
Innen-Ø: 11 mm

Hose connection, curved  
inside diam.: 11 mm

Die Verbindung zwischen Saugküretten und Schlauchansatz GF720R gewährleistet schnelles Wechseln und freies Drehen der Saugküretten auf dem Schlauchansatz.

The connection between suction curette and hose connection GF720R guarantees quick changing and free turning of the suction curettes on the hose connection.

**GF721**

Saugschlauch, transparent, 1,8 m lang, Innen-Ø 11 mm, Außen-Ø 16,5 mm, sterilisierbar im Autoklav bei 143 °C (3 bar)

Transparent suction hose, 1.8 m long, inside diam. 11 mm, outside diam. 16.5 mm, can be sterilized in an autoclave at 143 °C (3 bar)



**GF722**

Gewebe-Auffangsieb aus Kunststoff, zum Einmalgebrauch für die histopathologische Untersuchung.


Strainer for tissue, plastic, for single use only, to be used for histopathological examination.



## Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente  
Suction Instruments

GF



Ø 15 mm  
diam. 15 mm

Ø 8 mm  
diam. 8 mm


1/2

### GF805C

zum Ableiten großer Flüssigkeitsmengen

for clearing large quantities of fluid

190 mm, 7 1/2"



1/2

### GF806C

Trocar, zum Punktieren

Trocar, for puncturing

170 mm, 6 3/4"



1/2

### GF809C

doppelt gebogen, für Allgemein-Chirurgie

double curved, for general surgery

230 mm, 9"

mit Renk-Verschluss  
passend auf den Sauggriff  
GF801C

with bayonet fitting to be  
used with suction handle  
GF801C



MILLIMETERS

## Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente

Suction Instruments

GF




Olive Ø 8 mm  
olive diam. 8 mm

### GF801C

Sauggriff mit Vakuum-Regulierung und Unterbrecher,  
Messing hochglanzverchromt

Suction handle, with vacuum regulator and finger  
cut-off, brass, mirror-finish chromium-plated

150 mm, 6"



### GF841

Alu-Lagerungsrack allein, ohne Instrumente,  
passend in Basis Container, bestehend aus  
Bodenteil JK339 und Deckel JK399

Aluminium rack only, without instruments,  
fitting into Basis Container, consisting of  
container body JK339 and lid JK399

265 x 250 x 30 mm





## Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente  
Suction Instruments

GF




Ø 9 mm  
diam. 9 mm

### GF816C

Universal-Kanüle, doppelt gebogen  
Universal cannula, double curved  
230 mm, 9"

Olive Ø 9 mm  
olive diam. 9 mm



▲  
Ø 7 mm  
Charr. 21

POOL

### GF860R

Saugkanüle mit abschraubbarem Außenrohr  
Suction cannula, with outer tube to be screwed off  
225 mm, 9"

1/2  
Olive Ø 6,5 - 9,5 mm  
olive diam. 6.5 - 9.5 mm



▲  
Ø 10 mm  
Charr. 30

POOL

### GF862R

Saugkanüle mit abschraubbarem Außenrohr  
Suction cannula with outer tube to be screwed off  
225 mm, 9"

1/2  
Olive Ø 8 - 10,5 mm  
olive diam. 8 - 10.5 mm



Ø 10 mm  
diam. 10 mm

YANKAUER

### GF944R

mit zentraler Bohrung, Ø 2,0 mm  
with central bore, 2.0 mm diam.  
285 mm, 11 1/4"


1/2  
Olive Ø 7 - 9 mm  
olive diam. 7 - 9 mm



MILLIMETERS

## Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente  
Suction Instruments




DE BAKEY

**GF946R**

mit zentraler Bohrung, Ø 3,0 mm und seitlichen Schlitzen

with central bore, 3.0 mm diam. with lateral slots

275 mm, 10 3/4"




YANKAUER

**OM671R**

mit besonders großer zentraler Bohrung, Ø 4,8 mm

with especially large central bore, 4.8 mm diam.

285 mm, 11 1/4"




DE BAKEY

**GF948R**

mit Saugunterbrecher und Mandrin

with finger cut-off and stylet

270 mm, 10 3/4"



DE BAKEY

**GF947R**

mit Saugunterbrecher und Mandrin

with finger cut-off and stylet


160 mm, 6 1/4"




## Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente  
Suction Instruments

GF



MILLIMETERS




Ø 4 mm  
diam. 4 mm

Olive Ø 9 mm  
olive diam. 9 mm

ADSON

**GF917R**

mit Saugunterbrecher  
with finger cut-off  
190 mm, 7 1/2"




Ø 3 mm  
diam. 3 mm

Olive Ø 8 mm  
olive diam. 8 mm

ADSON

**GF918R**

mit Saugunterbrecher und Mandarin  
with finger cut-off and stylet  
165 mm, 6 1/2"




Olive Ø 6 - 9 mm  
olive diam. 6 - 9 mm

PLESTER

mit Saugunterbrecher und Mandarin,  
Griffplatte parallel zur Biegung, LUER-Bohrung  
with finger cut-off and stylet, thumb piece  
parallel to curve, with LUER hub  
195 mm, 7 3/4"

	Ø diam.
GF939R	1,5 mm
GF940R	2,0 mm
GF941R	2,5 mm
GF942R	3,0 mm
GF355R	5,0 mm



Olive Ø 6 - 9 mm  
olive diam. 6 - 9 mm

FERGUSSON

mit Saugunterbrecher und Mandrin,  
Griffplatte 90° zur Biegung, LUER-Bohrung  
with finger cut-off and stylet, thumb piece  
90° to curve, with LUER hub  
180 mm, 7"

	diam. Ø
GF350R	1,5 mm
GF351R	2,0 mm
GF352R	2,5 mm
GF353R	3,0 mm
GF354R	4,0 mm

## Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente  
Suction Instruments



Olive Ø 6 - 9 mm  
olive diam. 6 - 9 mm

FERGUSSON

**GF933R** Ø diam. 4,0 mm

isoliert, mit Saugunterbrecher und Mandrin,  
Griffplatte 90° zur Biegung, LUER-Bohrung  
isolated, with finger cut-off and stylet,  
thumb piece 90° to curve, with LUER hub  
180 mm, 7"



Olive Ø 6 - 9 mm  
olive diam. 6 - 9 mm


FRAZIER

Ø  
diam.

**GF923R** 3,0 mm

**GF925R** 5,0 mm

mit Saugunterbrecher und Mandrin,  
Griffplatte 90° zur Biegung, LUER-Bohrung  
with finger cut-off and stylet, thumb  
piece 90° to curve, with LUER hub  
180 mm, 7"



FRAZIER

Ø  
diam.

**MD124R** 2,3 mm

**MD125R** 2,7 mm

**MD127R** 3,4 mm

**MD129R** 4,0 mm

mit Saugunterbrecher und Mandrin,  
Griffplatte 90° zur Biegung, LUER-Bohrung  
with finger cut-off and stylet, thumb piece 90°  
to curve, with LUER hub  
110 mm, 4 1/4"






## Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente  
Suction Instruments

GF




LEMPERT

Ø  
diam.

GF937R 2,0 mm

GF938R 3,0 mm

mit Saugunterbrecher und Mandrin  
with finger cut-off and stylet  
200 mm, 8"



FORMBY

Ø  
diam.

GF932R 3,3 mm

210 mm, 8 1/4"



BARRON

Ø  
diam.

GF935R 1,3 mm

GF936R 2,0 mm

mit Saugunterbrecher und Mandrin  
with finger cut-off and stylet  
160 mm, 6 1/4"



SCHUHKNECHT

Ø      Ø  
diam.    diam.

GF756R 20 swg    1,0 mm

GF757R 24 swg    0,5 mm

Saugkanülen  
Suction cannulae  
130 mm, 5 1/8"



MILLIMETERS

## Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente  
Suction Instruments

GF




WULLSTEIN

**OG960R**

Mikro-Absaugrohr komplett, bestehend aus:

Micro suction tube, complete, consisting of:

<b>OG961R</b>	Absaugrohr mit LUER-Bohrung	Suction tube with LUER hub
<b>OG962R</b>	Mikro-Saugkanüle, Ø 0,4 mm	Micro suction cannula, 0.4 mm diam.
<b>OG963R</b>	Mikro-Saugkanüle, Ø 0,6 mm	Micro suction cannula, 0.6 mm diam.
<b>OG964R</b>	Mikro-Saugkanüle, Ø 0,8 mm	Micro suction cannula, 0.8 mm diam.




**OG970R**

Saugset komplett, bestehend aus:

Suction set, complete, consisting of:

<b>OG971R</b>	Saughandgriff mit LUER-Konus, mit Unterbrecher	Suction handle, with finger cut-off, with LUER cone
<b>OG972R</b>	2 Saugkanülen, Ø 0,5 mm, mit LUER-Konus	2 suction cannulae, 0.5 mm diam., with LUER cone
<b>OG973R</b>	2 Saugkanülen, Ø 0,7 mm, mit LUER-Konus	2 suction cannulae, 0.7 mm diam., with LUER cone
<b>OG974R</b>	2 Saugkanülen, Ø 1,0 mm, mit LUER-Konus	2 suction cannulae, 1.0 mm diam., with LUER cone
<b>OG969R</b>	2 Saugkanülen, Ø 1,3 mm, mit LUER-Konus	2 suction cannulae, 1.3 mm diam., with LUER cone



BELLUCCI

**OG950R**

Saugset komplett, bestehend aus:

Suction set, complete, consisting of:

<b>OG951R</b>	Saugrohr allein, mit Saugunterbrecher und Mandrin	Suction tube with finger cut-off and stylet	155 mm, 6"
<b>GF772R</b>	Saugkanüle Ø 20 swg., Ø 1,0 mm	Detachable end, 20 swg. diam., 1.0 mm diam.	
<b>GF773R</b>	Saugkanüle Ø 22 swg., Ø 0,7 mm	Detachable end, 22 swg. diam., 0.7 mm diam.	
<b>GF774R</b>	Saugkanüle Ø 24 swg., Ø 0,5 mm	Detachable end, 24 swg. diam., 0.5 mm diam.	



## Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente  
Suction Instruments

GF




ZOELLNER

**GF770R**

Saugkanüle allein, mit Mandrin, passend zu den Saugaufsätzen GF771R und GF775R

Suction cannula only, with stylet, fitting to the detachable ends GF771R and GF775R

180 mm, 7"



ZOELLNER

	Ø diam.	Ø diam.
GF771R	18 swg	1,2 mm
GF772R	20 swg	1,0 mm
GF773R	22 swg	0,7 mm
GF774R	24 swg	0,5 mm
GF775R	26 swg	0,4 mm

auswechselbare Spitzen zu GF770R und OG951R

detachable ends, fitting to GF770R and OG951R

Bestelleinheit:

PAK = Packung à 10 Stück

Sales unit:

PAK = Package of 10 pieces



VERHOEVEN

	Ø diam.	Ø diam.
GF763R	16 swg	1,5 mm
GF764R	18 swg	1,2 mm
GF765R	20 swg	1,0 mm
GF766R	22 swg	0,7 mm
GF767R	24 swg	0,5 mm

Saugkanülen mit LUER-Konus

Suction cannulae with LUER cone

100 mm, 4"




HOUSE

**GF768R**

Saugadapter mit Saugunterbrecher, LUER-Konus / LUER-Bohrung

Suction adapter with finger cut-off, LUER cone, LUER hub

55 mm, 2 1/8"



WULLSTEIN

**OF237**

Saugrohr, konisch, aus Silber, Olive mit LUER-Bohrung

Suction tube, conical, silver, olive with LUER hub


160 mm, 6 1/4"



## Sauginstrumente – Suction Instruments

### Sauginstrumente

### Suction Instruments



Olive Ø 8 mm  
olive diam. 8 mm

#### WULLSTEIN

	Ø diam.
OF239	1,5 mm
OF238	2,0 mm

Saugrohr, zylindrisch, aus Silber, mit Mandrin, Olive mit LUER-Bohrung

Suction tube, cylindrical, silver, with stylet, olive with LUER hub

160 mm, 6 1/4"



#### MAGILL

	Ø diam.
GF906R	3,0 mm
GF907R	3,5 mm
GF908R	4,0 mm

245 mm, 9 3/4"

#### GF909R

Reinigungsdraht zu MAGILL-Saugkanülen

Stilette for MAGILL suction tubes



Olive Ø 6 - 9 mm  
olive diam. 6 - 9 mm

	Ø diam.	Spitzenbreite Tip width
GF919R	5,0 mm	6,5 mm

Nasensaugrohr, LUER-Bohrung

Nasal suction tube, with LUER hub


180 mm, 7"



## Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente  
Suction Instruments

GF




Olive Ø 6 - 9 mm  
olive diam. 6 - 9 mm

GILLIES

Ø  
diam.

OL187R 3,0 mm

mit Saugunterbrecher und Mandrin  
with finger cut-off and stylet  
170 mm, 6 3/4"



ROWBOTHAM

OM672R

mit Mandrin  
with stylet  
295 mm, 11 3/4"




MILLIMETERS

## Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente

Suction Instruments

GF



### FERGUSSON

Ø diam.	Länge Length	Länge Length	Länge Length
	130 mm	160 mm	200 mm
1,5 mm	GF360R	GF370R	GF380R
2,0 mm	GF361R	GF371R	GF381R
2,5 mm	GF362R	GF372R	GF382R
3,0 mm	GF363R	GF373R	GF383R
4,0 mm	GF364R	GF374R	GF384R
5,0 mm	GF365R	GF375R	GF385R

Ø 3,5 mm  
diam. 3.5 mm

Ø 2,0 mm  
diam. 2.0 mm

Olive  
Ø 6 - 9 mm  
olive  
diam. 6 - 9 mm


1/3

OP030R 500 mm 20"

OP031R 350 mm 14"

mit Gummispitze, mit LUER-Bohrung

with rubber tip, with LUER hub



Olive  
Ø 6 - 9 mm  
olive  
diam. 6 - 9 mm

1/2

Ø  
diam.

OP360R 2,0 mm

OP361R 2,5 mm

OP362R 3,0 mm

mit Saugunterbrecher, Griffplatte 90° zur Biegung, mit LUER-Bohrung

with finger cut-off, thumb piece 90° to curve, with LUER hub


250 mm, 10"



## Sauginstrumente – Suction Instruments

### Sauginstrumente Suction Instruments

GF




Olive Ø 6 mm  
olive diam. 6 mm

NEGUS

**OL177R**

Saugdissektor  
Suction dissector  
210 mm, 8 1/4"



Olive Ø 6 - 10 mm  
olive diam. 6 - 10 mm

GORNEY

**OL168R**

Saugdissektor  
Suction dissector  
180 mm, 7"



Olive Ø 6 - 9 mm  
olive diam. 6 - 9 mm

breit  
wide

**OL195R** 4 mm

**OL196R** 5 mm

Saugraspatorium, scharf, bajonettförmig gebogen, mit Mandarin  
Suction raspatories, sharp, bayonet-shaped, with stylet  
200 mm, 8"



Olive Ø 6 - 9 mm  
olive diam. 6 - 9 mm

LANDOLT

breit  
wide

**GF980R** 3,2 mm

Präpariersauger für Hypophysektomie und HNO, winklige Spitze, scharf  
Dissecting suction tube for hypophysectomie and ENT, sharp angled point  
200 mm, 8"



Olive Ø 9 mm  
olive diam. 9 mm

LOPEZ-REINKE

**OM670R**

Tonsillendissektor mit Absaugvorrichtung  
Tonsil dissector with suction device  
235 mm, 9 1/4"




MILLIMETERS

## Sauginstrumente – Suction Instruments

Kombinierte Saug- und Spülkanülen

Combined Suction- and Irrigation Cannulae

GF



Ø 15 mm  
diam. 15 mm

Olive Ø 9 - 13 mm  
olive diam. 9 - 13 mm

FINSTERER

**GF867C**

320 mm, 12 3/4"



Ø 2 mm  
diam. 2 mm

Ø 4,5 mm  
diam. 4.5 mm


YASARGIL

**GF905R**

LUER-LOCK-Konus

LUER-LOCK cone

200 mm, 8"



Ø 2,5 mm  
diam. 2.5 mm


175 mm, 7"

**GF910R**

mit Saugunterbrecher und Mandrin

with finger cut-off and stylet

Olive Ø 4,5 mm  
olive diam. 4.5 mm



90 mm, 3 1/2"

Olive Ø 4 mm  
olive diam. 4 mm

Olive Ø 6 - 9 mm  
olive diam. 6 - 9 mm

HOUSE

	Ø Saugrohr diam. suction tube	Ø Spülrohr diam. irrigation tube
GF911R	0,9 mm	0,7 mm
GF912R	1,2 mm	0,9 mm
GF913R	1,5 mm	1,2 mm

GF911R

0,9 mm

0,7 mm

GF912R

1,2 mm

0,9 mm

GF913R

1,5 mm

1,2 mm

mit Saugunterbrecher und Mandrin, LUER-Bohrung

with finger cut-off and stylet, with LUER hub






## Sauginstrumente – Suction Instruments

### Koagulations-Saugkanüle

### Coagulation Suction Cannula

GF



Anschluss für Saugschlauch  
Connection for suction hose

Olive Ø 7,5 - 12 mm  
olive diam. 7.5 - 12 mm

Ø 4 mm blanke Kontaktstelle zur  
Berührung mit Hochfrequenzelektroden  
4 mm diam., untarnished contact  
to be touched by HF-electrodes

LANDOLT

GK550

5,0 mm

mit Saugunterbrecher und Mandrin,  
sterilisierbar im Autoklav bis 143 °C (3 bar)

with finger cut-off and stylet,  
can be sterilized in an autoclave up to 143 °C (3 bar)

