


Flexima® Uro i Uro Silk Flexima® Key Uro

Elastyczny system 1 i 2- częściowy do zaopatrzenia urostomii



Unikalna koncepcja pasująca do Twoich potrzeb

Flexima® Uro


System 1-częściowy

■ Postęp w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa

■ Flexima Uro ■ Płytko hydrokoloidowo-akrylowa

Bezpieczeństwo i dyskrecja

- odporna na wilgoć
- elastyczna i dyskretna
- zewnętrzna, cienka warstwa akrylowa
- idealne dopasowanie do powierzchni skóry i ruchów ciała
- przezroczysta
- umożliwia kontrolę skóry



- podwójna komora: skuteczne zabezpieczenie zapobiegające cofaniu się moczu

■ Nowe ujęcie worka:

- przezroczysta folia umożliwia obserwację wydzieliny, moczu

- zaokrąglony i mniejszy kształt ujęcia worka
- łatwy w obsłudze uchwyt

Flexima® Uro Silk


System 1-częściowy

■ Postęp w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa

■ Flexima Uro Silk Płytko hydrokolidowa:

- odporna na drażniącą wydzielinę - mocz
- kwiatowy kształt przylepca zapewnia idealne dopasowanie do kształtów i ruchów ciała

- przezroczysta folia umożliwia obserwację wydzielinę mocz
- podwójna komora: skuteczne zabezpieczenie zapobiegające cofaniu się moczu
- miękka flizelinowa warstwa ochronna



- Folia dostępna w wersji przezroczystej lub beżowej

■ Nowe ujęcie worka:

- zaokrąglony i mniejszy kształt ujęcia worka
- łatwy w obsłudze uchwyt

Flexima® – worki urostomijne

■ Nowatorskie rozwiązanie ujścia worka

DZIEŃ ← UJŚCIE WORKA → NOC



- idealnie szczelne zamknięcie bez możliwości przeciekania
- zaokrąglony kształt i miękka warstwa ochronna – nie powoduje podrażnień
- wyraźna informacja o pozycji: zamknięte/otwarte

- wyraźnie słyszalna informacja o połączeniu ujścia worka z łącznikiem – „click”
- uniwersalny łącznik worka ułatwia połączenie z innymi zbiornikami
- pewne połączenie work/ujście – brak możliwości niekontrolowanego obrotu

■ Flexima Uro Silk – Dostępny w wersji Convex

- hydrokolidowa płytka Convex
- delikatna wypukłość \varnothing 4mm
- kwiatowy kształt przylepca
- miękka i elastyczna płytka
- niedrażniący profil krawędzi płytki



Flexima® Key – płytki stomijne


Elastyczny system 2-częściowy

■ Wysoka elastyczność płytek standardowych i Convex

- użyty miękki materiał zapewnia elastyczność płytek standardowych i Convex
- gładki i niskoprofilowany brzeg płytki ułatwia jej czyszczenie
- łatwa wymiana worka



PŁYTKA STANDARDOWA



PŁYTKA CONVEX



- łagodna wypukłość
- wyjątkowa elastyczność

- Miękka i anatomiczna wypukłość płytki Convex zapobiega wyciekom przy podrażnionej lub wklęsłej stomii

Flexima® Key URO

Sprzęt do zaopatrzenia urostomii

■ Unikalny system połączenia płytka – worek Bezpieczeństwo i komfort



■ Silikonowy przylepiec

- odporny na wilgoć
- mocne i pewne umiejscowienie worka na płytce
- łatwa wymiana worka – minimum ucisku na powłoki brzuszne

■ Worek

- podwójna komora – zabezpiecza przed cofaniem moczu
- przezroczysta folia – umożliwia obserwację wydzieliny
- bezpieczne i pewne ujęście worka urostomijnego

■ Idealna szczelność Systemu 2-częściowego Flexima Key Uro



<<< **98 %**

■ Flexima® Key Uro akcesoria do zdejmowania worka z płytki



- dostępny w opakowaniu worków urostomijnych Flexima® Key

Aksesoria pomocnicze

Kosmetyki – środki do pielęgnacji skóry wokół stomii



Superfiller – pasta uszczelniająca - F05008A

- pasta uszczelniająca przeznaczona jest do wyrównania fałd skórnych oraz blizn
- uszczelnia przylepiec
- wydłuża czas noszenia płytki i worka
- łatwa w użyciu
- leczy skórę wokół stomii



Askina Barrier Film 28 ml – płyn ochronny do skóry - 4002801

- tworzy na powierzchni skóry wodoodporną, przezroczystą i elastyczną warstwę ochronną
- chroni skórę przed podrażnieniami
- wydłuża czas noszenia sprzętu stomijnego
- przyspiesza gojenie się rany



B. Braun Adhesive Remover 50 ml – zmywacz do skóry - AR5001

- idealnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia oraz pozostałości po przylepcu i opatrunku
- chroni skórę przed podrażnieniami
- odtłuszcza skórę ułatwiając założenie przylepca
- zwiększa przyczepność sprzętu stomijnego i opatrunków



Prontoderm – higieniczny preparat myjący - 400121

- roztwór myjący bez potrzeby splukiwania
- doskonała tolerancja skóry i błon śluzowych
- redukuje nieprzyjemne zapachy



Braunovidon – maść gojąca - 20g – nr ref. 3883108

- zastosowanie do leczenia ran i wszelkich podrażnień
- posiada właściwości antybakteryjne
- osusza ranę wspomagając gojenie
- na powierzchni rany tworzy antyseptyczną powłokę
- posiada właściwości higroskopijne



Flexima® Uro – płytka hydrokoloidowo-akrylowa

	rozmiar (mm)	kod produktu
przezroczyste (op. 30 sztuk + 30 łączników)	12-55	F044912T



Flexima® Uro Silk – płytka hydrokoloidowa

	rozmiar (mm)	kod produktu
beżowe (op. 30 sztuk + 30 łączników)	12-55	F044914T
przezroczyste (op. 30 sztuk + 30 łączników)	12-55	F044913T



Flexima® Convex

	rozmiar (mm)	kod produktu
Worki urostomijne Uro Silk		
beżowe (op. 10 sztuk)	15-35	44919T
przezroczyste (op. 10 sztuk)	15-35	44917T