

# Flexima®

Elastyczny system 1-częściowy do wszystkich rodzajów stomii



Nowatorskie rozwiązania zabezpieczające potrzeby pacjenta

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Flexima® – worki zamknięte

## Poczucie całkowitej wolności

### Worki zamknięte



LT filter\*

Lepsza eliminacja zapachów

droga ujścia gazów

- bardziej wydajny filtr
- filtr paskowy zintegrowany z workiem
- brak kontaktu z odzieżą


### Stworzony dla komfortu

- Ergonomiczny kształt worka – dopasowuje się do konturów i ruchów ciała
- miękka flizelinowa warstwa ochronna przeciw odparzeniom

### Hydrokoloidowy przyłepiec

- nowy kwiatowy kształt przyłepca
- lepsze dopasowanie do powłok brzusznych
- nowe umiejscowienie otworu początkowego – wyżej
- większa powierzchnia przyłepna w dolnej części płytki

Bezszelestna i nieprzepuszczająca zapachów folia zapewnia maksimum dyskrecji



# Flexima® – worki odpuszczalne

Flexima Flow Control

Doskonale spełnia potrzeby pacjenta

## Worek odpuszczalny - 2 etapy opróżniania worka

*B. Braun exclusive*

**Flow Control\***: podwójna ochrona przed niekontrolowanym wyciekem

**NOWOŚĆ**



Szczelny dla płynów i przepuszczający gaz  
Filtr pokryty wysokiej jakości, oddychającą membraną

eliminacja zapachów

płyny

gazy

System Flow Control\*: kontrola przepływu



### 1 Zamykanie ujęcia worka

**KROK 1** Pociągnij wypustkę wysoko w górę by zamknąć ujęcie worka

- ujęcie jest wodoszczelne: wstrzymanie ujęcia treści z worka, brak wycieku

**KROK 2** Zwiń ujęcie worka i zamknij system

- higieniczny rzep Velcro ułatwia utrzymanie higieny

### 2 Opróżnianie worka

**KROK 1** Otwórz rzep Velcro i rozwiń ujęcie worka

- system jest nadal zamknięty, brak wycieku
- swoboda w opróżnianiu, kontrola przepływu

**KROK 2** Pociągnij ujęcie worka by go opróżnić

- dłuższy wylot worka


Flexima - worek odpuszczalny z klamrą

## Worek odpuszczalny zamykany standardową klamrą

Ergonomiczny kształt worka lepiej dopasowuje się do ruchów ciała

Kwiatowy kształt przylepca

Bezszelestna i nieprzepuszczająca zapachów folia





# Flexima® Uro i Flexima® Uro Silk

## Postęp w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa

### Flexima Uro Płytko hydrokolojdo- akrylowa

Bezpieczeństwo i  
dyskrecja

- odporna na wilgoć
- elastyczna i dyskretna
- zewnętrzna, cienka warstwa akrylowa
- idealne dopasowanie do powierzchni skóry i ruchów ciała
- przezroczysta
- umożliwia kontrolę skóry

- przezroczysta folia umożliwia obserwację wydzieliny- moczu

### Flexima Uro Silk Płytko hydrokolojdo-

- odporna na drażniącą wydzielinę – mocz
- kwiatowy kształt przylepca zapewnia idealne dopasowanie do konturów i ruchów ciała
- przezroczysta folia umożliwia obserwację wydzieliny- moczu
- Podwójna komora: skuteczne zabezpieczenie zapobiegające cofaniu się moczu

### Nowe ujęcie worka:

- Zaokrąglony i mniejszy kształt ujęcia worka – łatwy w obsłudze uchwyt

☀️ DZIEŃ ← UJĘCIE WORKA → 🌙 NOC



Zamknięte



Otwarte

- Idealnie szczelne zamknięcie bez możliwości przeciekania
- Zaokrąglony kształt i miękka warstwa ochronna – nie powoduje podrażnień
- Wyraźna informacja o pozycji: zamknięte/otwarte

- Wyraźna słyszalna informacja o połączeniu ujęcia worka z łącznikiem – „click”
- Uniwersalny łącznik worka ułatwia połączenie z innymi zbiornikami
- Pewne połączenie worka/ujęcia – brak możliwości niekontrolowanego obrotu



# Aksesoria pomocnicze



## **IRYFLEX – Zestaw do irygacji – F05065T**

- kompletny zestaw do łatwej i prostej irygacji
- przeznaczony dla pacjentów z wylonioną przetoką na odcinku jelita grubego
- zbiornik posiada czytelne skalowanie, duży otwór wlotowy i system anti-twist
- regulator przepływu wygodny i łatwy w użyciu, posiada elastyczny wąż
- stożkowa końcówka wykonana jest z elastycznego materiału, co eliminuje ryzyko urazów



## **Rękawy do irygacji – F05066T**

- 1-częściowy rękaw do irygacji
- wykonany z przezroczystej, bezszelestnej i grubej folii
- posiada duży i pewny przylepiec
- obszerny, górny otwór rękawa ułatwia dostęp do stomii



## **Biotrol Petite – mini woreczki – F00011T**

- mini woreczki dla pacjentów po irygacji
- posiadają wydajny filtr paskowy
- wykonany z miękkiej i bezszelestnej folii
- wewnętrzna powierzchnia worka pokryta jest miękką flizeliną
- w wersji do docięcia i z gotową średnicą

## **Kosmetyki – środki do pielęgnacji skóry wokół stomii**



## **Superfiller – pasta uszczelniająca – F05008A**

- pasta uszczelniająca przeznaczona jest do wyrównania fałd skórnych oraz blizn
- uszczelnia przylepiec
- wydłuża czas noszenia płytki i worka
- łatwa w użyciu
- leczy skórę wokół stomii



## **Ileo Gel + – środek do absorpcji wydzieliny płynnych – F05012T**

- do absorpcji płynnej treści jelitowej
- idealne dla pacjentów aktywnych
- ułatwia opróżnianie worka
- zmniejsza niebezpieczeństwo zanieczyszczeń
- utrzymuje zawartość worka z dala od skóry
- wydłuża czas noszenia worka i wydajność filtra



### **Biotrol C60 – neutralizator zapachu - F05005T**

- neutralizator zapachu w kapsułkach
- właściwości dezodorujące powodują eliminację zapachów
- przedłużają działanie i żywotność filtra



### **Biotrol Service Protector – gaziki ochronne do skóry - F05001T**

- gaziki z płynem ochraniającym skórę
- tworzą na powierzchni skóry wodoodporną, przezroczystą i elastyczną warstwę ochronną
- chroni skórę przed podrażnieniami
- wydłuża czas noszenia sprzętu stomijnego



### **Biotrol Service Solvant – gaziki do oczyszczania skóry - F05002T**

- gaziki do oczyszczania skóry wokół stomii
- idealnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia oraz pozostałości po przyklepcu i opatrunku
- chroni skórę przed podrażnieniami
- odtłuszcza skórę umożliwiając założenie przyklepca



### **Softaderm – emulsja do mycia skóry**

- 500g – nr ref. 18584
- delikatna emulsja do mycia i pielęgnacji skóry
- posiada właściwości ochronne
- nie zawiera mydła
- pH 6,0 odpowiada fizjologicznemu odczynowi skóry
- bardzo wydajny o przyjemnym i świeżym zapachu



### **Braunovidon – maść gojąca**

- 20g – nr ref. 3883108
- zastosowanie do leczenia ran i wszelkich podrażnień
- posiada właściwości antybakteryjne
- osusza ranę wspomagając gojenie
- na powierzchni rany tworzy antyseptyczną powłokę
- posiada właściwości higroskopijne



### Flexima<sup>®</sup> worki zamknięte

	rozmiar (mm)	kod produktu
<b>beżowe</b> (op. 30 sztuk)	15-50	F044015T
	Maxi 15-70	F044070T
<b>przezroczyste</b> (op. 30 sztuk)	15-50	F044115T
	Maxi 15-70	F044170T
<b>beżowe</b> (op. 30 sztuk)	Mini 15-50	F044215T



### Flexima<sup>®</sup> Uro - płytka hydrokoloidowo-akrylowa

	rozmiar (mm)	kod produktu
<b>przezroczyste</b> (op. 30 sztuk + 30 łączników)	12-55	F044912T



### Flexima<sup>®</sup> Uro Silk - płytka hydrokoloidowa

	rozmiar (mm)	kod produktu
<b>beżowe</b> (op. 30 sztuk + 30 łączników)	12-55	F044914T
<b>przezroczyste</b> (op. 30 sztuk + 30 łączników)	12-55	F044913T



### Flexima<sup>®</sup> worki odpuszczalne z klamrą i filtrem

	rozmiar (mm)	kod produktu
<b>beżowe</b> (op. 30 sztuk)	15-60	F044415T
<b>przezroczyste</b> (op. 30 sztuk)	15-60	F044515T

### Flexima<sup>®</sup> Flow Control worki odpuszczalne z paskowym filtrem LKP



	rozmiar (mm)	kod produktu
<b>beżowe</b> (op. 30 sztuk)	15-60	F044715T
<b>przezroczyste</b> (op. 30 sztuk)	15-60	F044815T

Dystrybutor:

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

AESULAP CHIFA Sp. z o.o.  
ul. Tysiąclecia 14,  
64-300 Nowy Tomyśl,  
tel. 61 44 20 100  
fax 61 44 23 936  
www.chifa.com.pl