

ATS | SERWIS TECHNICZNY

PROGRAM OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SYSTEMÓW DO INFUZJOTERAPII



Firma Aesculap Chifa Sp.z o.o. oferuje Państwu program okresowych przeglądów technicznych systemów do infuzjoterapii zgodnie z wymaganiami producenta oraz ewentualnych napraw.

CELEM PROGRAMU JEST:

- kontrola sprawności technicznej urządzeń,
- zapewnienie optymalnej jakości urządzeń,
- zachowanie wymaganego przez producenta okresu przeglądów co 24 miesiące

ZAKRES PRZEGLĄDU OBEJMUJE:

- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normami IEC EN 60601 / EN 62353,
- kontrolę wizualną,
- sprawdzenie zgodności parametrów eksploatacyjnych, urządzenia zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta,
- kalibrację,
- wystawienie protokołu przeglądu technicznego producenta TSC potwierdzającego stan techniczny urządzenia

Korzyści:

- bezpieczne użytkowanie urządzenia i przedłużenie okresu eksploatacji,
- profesjonalne przeprowadzanie przeglądów i napraw przez techników certyfikowanych w serwisie producenta,
- udostępnienie urządzeń zastępczych na czas naprawy,
- możliwość budżetowania wydatków (stałe i korzystne ceny usług oraz części zamiennych),
- naprawy z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych B. Braun,
- 6 miesięczny okres gwarancji na wymienione części zamienne

Wykonywanie profesjonalnych przeglądów i napraw gwarantuje w czasach niskiego budżetu wydłużenie żywotności urządzeń oraz pozwala znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnej awarii.