

Zertifikat

über die Aufnahme von

Helipur®

in die Liste der von der DGHM für wirksam befundenen Desinfektionsverfahren.
Die Bewertung erfolgte nach den „Richtlinien der DGHM
für die Prüfung und Bewertung chemischer Desinfektionsverfahren“.

Hiermit erhält die Firma: Vertrieb: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1
D-34212 Melsungen

Hersteller: B. Braun Medical AG, Seesatz
CH-6203 Sempach-Station

die Bestätigung, daß das
Desinfektionsmittel:

Helipur®

Einsatzgebiet:

Instrumentendesinfektion
(einschließlich Tbc)

Zusammensetzung wirk-
samer Bestandteile
nach Art und Menge:

8,5% p-Chlor-m-Cresol
4,8% p-Chlor-o-benzylphenol
4,0% o-Phenylphenol

aufgrund der vorgelegten Gutachten als wirksam erachtet wird.
Für die Anwendung zur Desinfektion in Krankenhaus und Praxis werden
folgende Konzentrationen und Einwirkungszeiten festgelegt:

<u>5,0%</u>	<u>15 min</u>
<u>2,5%</u>	<u>45 min</u>
<u>1,5%</u>	<u>60 min</u>

Das Zertifikat verliert 3 Jahre nach Ausstellung seine Gültigkeit.

Ort/Datum Bonn, den 11.04.2003

(Der Vorsitzende der Desinfektionsmittelkommission)

