

Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii (DGHM)  
- Komisja Środków Odkazających -

## Certyfikat

przyjęcia

**Helipur® H plus N**

na listę metod odkażania uznanych za skuteczne przez DGHM.  
Ocena odbyła się zgodnie z „Wytycznymi DGHM  
w zakresie badania i oceny chemicznych metod odkażania”.

Niniejszym firma: Dystrybucja: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1  
D-34212 Melsungen

Producent: B. Braun Medical AG, Seesatz

CH-6203 Sempach-Station

otrzymuje potwierdzenie,  
że środek odkażający:

Helipur® H plus N

zakres stosowania:

odkażane narzędzi  
(łącznie z Tbc)

skład substancji  
czynnych

według rodzaju i ilości:

12,0% glutaralu

7,5% 2-propanolu

0,5% etyloheksanolu

uznany zostaje za skuteczny na podstawie przedłożonych ekspertyz.  
W celu stosowania do odkażania w szpitalach i praktyce lekarskiej  
ustalone zostają następujące stężenia i czas ekspozycji:

<u>1,5%</u>	<u>15 min.</u>
<u>1,0%</u>	<u>30 min.</u>
<u>1,0 %</u>	<u>60 min.</u>

Certyfikat traci ważność po 3 latach od wystawienia

Miejscowość/data **Bonn, dnia 23.06.2003**

/-/ podpis nieczytelny

(Przewodniczący Komisji Środków Odkazających)

[okrągły stempel z podobizną  
kobiety i podpisem Hygiela:

Komisja Środków Odkazających -  
DGHM]

Niniejszym potwierdzam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedłożonym mi zeskanowanym dokumentem w języku  
niemieckim - tłumacz przysięgły języka niemieckiego mgr Anna Kościńska. Poznań, 16 czerwca 2004, Rep. nr 047/2004  
Pobrano opłatę za tłumaczenie uwierzytelnione o objętości 1 strony 22,33 zł.

