

Zertifikat

über die Aufnahme von
Helipur® H plus N

in die Liste der von der DGHM für wirksam befundenen Desinfektionsverfahren.
Die Bewertung erfolgte nach den „Richtlinien der DGHM
für die Prüfung und Bewertung chemischer Desinfektionsverfahren“.

Hiermit erhält die Firma:

Vertrieb: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1
D-34212 Melsungen

Hersteller: B. Braun Medical AG, Seesatz
CH-6203 Sempach-Station

die Bestätigung, daß das
Desinfektionsmittel:

Einsatzgebiet:

Zusammensetzung wirk-
samer Bestandteile
nach Art und Menge:

Helipur® H plus N

Instrumentendesinfektion
(einschließlich Tbc)

100 g enthalten:

12,0% Glutaral

7,5% 2-Propanol

0,5% Ethylhexanol

aufgrund der vorgelegten Gutachten als wirksam erachtet wird.
Für die Anwendung zur Desinfektion in Krankenhaus und Praxis werden
folgende Konzentrationen und Einwirkungszeiten festgelegt:

1,5 %	15 min
1,0%	30 min
1,0%	60 min

Das Zertifikat verliert 3 Jahre nach Ausstellung seine Gültigkeit.

Ort/Datum

Bonn, den 23.06.2000

(Der Vorsitzende der Desinfektionsmittelkommission)

