

Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii (DGHM)
- Komisja Środków Odkażających -

Certyfikat

przyjęcia

Hexaquart® plus

na listę metod odkażania uznanych za skuteczne przez DGHM.
Ocena odbyła się zgodnie z „Wytocznymi DGHM
w zakresie badania i oceny chemicznych metod odkażania”.

Niniejszym firma: Dystrybucja: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1
D-34212 Melsungen

Producent: B. Braun Medical AG, Seesatz

CH-6203 Sempach-Station

otrzymuje potwierdzenie,
że środek odkażający:

Hexaquart® plus

zakres stosowania:

odkażane powierzchnie

skład substancji
czynnych

100 g zawiera:

6,0 g chlorku dwudecylodwumetyloamoniowego

według rodzaju i ilości:

5,5 g trójaminy laurylodwupropylenu

4,2 g octanu dwuguanidyny

uznany zostaje za skuteczny na podstawie przedłożonych ekspertyz.
W celu stosowania do odkażania w szpitalach i praktyce lekarskiej
ustalone zostają następujące stężenia i czas ekspozycji:

<u>1,5%</u>	<u>15 min.</u>
<u>1,0%</u>	<u>30 min.</u>
<u>0,50%</u>	<u>1 h</u>
<u>0,25%</u>	<u>4 h</u>

Certyfikat traci ważność po 3 latach od wystawienia

Miejscowość/data **Bonn, dnia 08.01.2003**

Podpis nieczytelny

(Przewodniczący Komisji Środków Odkażających)

[okrągły stempel z podobizną
kobiety i podpisem Hygiela:
Komisja Środków Odkażających -
DGHM]

Niniejszym potwierdzam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedłożonym mi zeskanowanym dokumentem w języku niemieckim - tłumacz przysięgły języka niemieckiego mgr Anna Koścista. Poznań, 8 czerwca 2004, Rep. nr 039/2004
Pobrano opłatę za tłumaczenie uwierzytelnione o objętości 1 strony 22,33 zł.

