

Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM)
- Desinfektionsmittelkommission -

Zertifikat

über die Aufnahme von

Stabimed® (neu)

in die Liste der von der DGHM für wirksam befundenen Desinfektionsverfahren.
Die Bewertung erfolgte nach den „Richtlinien der DGHM
für die Prüfung und Bewertung chemischer Desinfektionsverfahren“.

Hiermit erhält die Firma:

Vertrieb: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1,
D-34212 Melsungen; Korresp. B. Braun Medical AG

Hersteller: B. Braun Medical AG, Seesatz

CH-6203 Sempach-Station

die Bestätigung, daß das
Desinfektionsmittel:

Stabimed® (neu)

Einsatzgebiet:

Instrumentendesinfektion (einschl. Thc)

Zusammensetzung wirk-
samer Bestandteile
nach Art und Menge:

unter erhöhter Belastung im Phase 2/Stufe 2

100 g enthalten:

20,0 g Cocosporylendiamin

aufgrund der vorgelegten Gutachten als wirksam erachtet wird.
Für die Anwendung zur Desinfektion in Krankenhaus und Praxis werden
folgende Konzentrationen und Einwirkungszeiten festgelegt:

2,0%	15 min
0,5%	30 min
0,25%	60 min

Das Zertifikat verliert 3 Jahre nach Ausstellung seine Gültigkeit.

Ort/Datum **Bonn, den 05.02.2003**

(Der Vorsitzende der Desinfektionsmittelkommission)

